


















Legenda dei simboli nelle etichette dei prodotti Sweden & Martina

		confezioni impianti	confezioni strumenti chirurgici	confezioni delle protesi
	Attenzione! Vedere istruzioni per l'uso	✓	✓	✓
	Numero di lotto	✓	✓	✓
	Codice	✓	✓	✓
	Fabbricante	✓	✓	✓
	Paese di produzione	✓	✓	✓
	Codice UDI, Identificativo Unico del Dispositivo	✓	✓	✓
	Dispositivo medico	✓	✓	✓
	Consultare le istruzioni per l'uso www.sweden-martina.com	✓	✓	✓
	Marchatura di conformità CE <i>Se applicabile: il numero di identificazione dell'organismo notificato deve seguire questo simbolo</i>	✓	✓	✓
	La legge federale americana limita la vendita da parte o per l'ordine di un professionista	✓	✓	✓
	Non risterilizzare	✓		
	Non riutilizzare, prodotto monouso	✓		✓
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata	✓	✓	✓
	Prodotto non sterile		✓	✓
	Sterilizzato con radiazioni ionizzanti	✓		
	Sistema a singola barriera sterile con imballaggio protettivo all'interno	✓		
	Data di scadenza oltre la quale non utilizzare il prodotto	✓		